

Anticuerpo Policlonal Anti-Grhl2 Para Wb Y Elisa - Q6Isb3

Número de artículo: CM0018029



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GRHL2 validado para WB y ELISA; reacciona con muestras humanas y de rata. Dirigido contra el factor de transcripción GRHL2 (71 kDa), fundamental para el desarrollo epitelial, la neurulación y la regulación de las uniones estrechas. Ideal para la investigación del desarrollo y del epitelio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GRHL2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BOM, ECTDS, PPCD4, DFNA28, TFCEP2L3, GRHL2
Especie	Humano
GeneID (humano)	79977
GeneID	79977
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-250 de GRHL2 humano (NP_079191.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	Q6ISB3
Peso proteico	71 kDa
Envío	Bolsa de hielo