

Anticuerpo Policlonal Anti-Grhpr Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubq7

Número de artículo: CM0024000



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a GRHPR, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de metabolismo del glioxilato y actividad de la enzima hidroxipiruvato reductasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GRHPR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PH2; GLXR; GLYD; GRHPR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9380
GeneID	9380
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-328 de la GRHPR humana (NP_036335.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBQ7
Peso Molecular	36kDa
Envío	Bolsa de hielo