

Anticuerpo Policlonal Anti-Gria3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P42263

Número de artículo: CM0016209

Introducción

GRIA3 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal generado en conejo contra GRIA3 humana, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta GRIA3 de humano, ratón y rata, un receptor de glutamato selectivo para AMPA de 101 kDa involucrado en la transmisión sináptica excitadora. Ideal para investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	GRIA3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GLUR3; GLURC; GluA3; MRX94; MRXSW; GLUR-C; iGluR3; GLUR-K3; GRIA3
Especie	Humano
GeneID	2892
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-490 de GRIA3 humana (NP_000819.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42263
Peso de la Proteína	101kDa
Envío	Bolsa de hielo