


Anticuerpo Policlonal Anti-Grid1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9UIk0

Número de artículo: CM0026807



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a GRID1 (GluD1) humano, validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios sobre organización y plasticidad sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	GRID1 Rabbit pAb
Notas/Alias	GluD1; GluD1-b; GRID1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2894
GeneID	2894
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 880-1009 de la GRID1 humana (NP_060021.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9ULK0
Peso Molecular	112kDa
Envío	Bolsa de hielo