


Anticuerpo Policlonal Anti-Grid2 Para Wb, If/Icc, Elisa - 043424

Número de artículo: CM0021872



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GRID2 humano (GluD2), adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la plasticidad sináptica y la función cerebelosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GRID2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GluD2; SCAR18; GRID2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2895
GeneID	2895
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 900-1007 del GRID2 humano (NP_001501.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43424
Peso Proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo