

Anticuerpo Policlonal Anti-Grik2 Para Wb, Elisa - Q13002

Número de artículo: CM0023503



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GRIK2 humano (Receptor ionotrópico de glutamato, kainato 2), adecuado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón. Validado para investigación en neurociencia sobre señalización glutamatérgica y transmisión sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GRIK2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	EAA4; GLR6; MRT6; GLUK6; GLUR6; GluK2; NEDLAS; GRIK2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2898
GeneID	2898
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-300 de GRIK2 humano (NP_068775.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13002
Peso Proteico	103kDa
Envío	Bolsa de hielo