

Anticuerpo Policlonal Anti-Grik4 Para Wb, Elisa - Q16099

Número de artículo: CM0018236

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo GRIK4 validado para WB y ELISA; reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Se dirige a la subunidad GRIK4 (KA1) del receptor de kainato, adecuado para la investigación en neurociencia sobre la señalización del glutamato.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GRIK4 pAb de conejo
Observaciones/alias	KA1; EAA1; GRIK; GluK4; GluK4-2; GRIK4
Especie	Humana
GeneID (humano)	2900
GeneID	2900
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-220 de GRIK4 humano (NP_055434.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q16099
Peso molecular	107 kDa
Envío	Bolsa de hielo