

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Grin2B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13224

Número de artículo: CM0030460



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GRIN2B (NMDAR2B). Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación en neurociencia y el estudio de canales iónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GRIN2B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NR3; MRD6; NR2B; hNR3; DEE27; EIEE27; GluN2B; NMDAR2B; GRIN2B
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2904
ID de Gen	2904
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1185-1484 del GRIN2B humano (NP_000825.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13224
Peso Proteico	166kDa
Envío	Bolsa de hielo