


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Grin2D Para Wb, Elisa - O15399

Número de artículo: CM0018245



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo GRIN2D validado para WB y ELISA, reactivo con humano y ratón. Ideal para la investigación en neurociencia sobre la función del receptor NMDA y la plasticidad sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	GRIN2D Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EB11; NR2D; DEE46; EIEE46; GluN2D; NMDAR2D; GRIN2D
Especie	Humano
GeneID (humano)	2906
GeneID	2906
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 330-480 del GRIN2D humano (NP_000827.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O15399
Peso Proteico	144kDa
Envío	Bolsa de hielo