

Anticuerpo Policlonal Anti-Grina Para Wb, Elisa - Q7Z429

Número de artículo: CM0022993

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GRINA humana (proteína lifeguard 1), validado para WB y ELISA. Detecta GRINA humana, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GRINA Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	LFG1; HNRGW; TMBIM3; NMDARA1; GRINA
Especie	Humana
GeneID (humano)	2907
GeneID	2907
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia ubicada entre los aminoácidos 1-100 de la GRINA humana (NP_000828.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q7Z429
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo