

Anticuerpo Policlonal Anti-Grip1 Para Wb, Elisa - Q9Y3R0

Número de artículo: CM0029309



Introducción

Anticuerpo policlonal anti-GRIP1 de conejo de alta calidad validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en humano y ratón. Ideal para el estudio de la organización de receptores glutamatérgicos y el ensamblaje de complejos de señalización neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GRIP1 Rabbit pAb
Notas/Alias	GRIP; FRASRS3; GRIP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	23426
GeneID	23426
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de GRIP1 humano (NP_001171545.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y3R0
Peso Proteico	122kDa
Envío	Bolsa de hielo