

Anticuerpo Policlonal Anti-Grk1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15835

Número de artículo: CM0026106



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra GRK1 humano (rodopsina quinasa). Validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA con reactividad en humano, ratón y rata. Ideal para investigación en fototransducción y retina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GRK1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	RK; RHOK; GPRK1; GRK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6011
GeneID	6011
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de GRK1 humano (NP_002920.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15835
Peso Molecular de la Proteína	64kDa
Envío	Bolsa de hielo