

Anticuerpo Policlonal Anti-Grk1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15835

Número de artículo: CM0029103



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-GRK1 para aplicaciones de Western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Detecta GRK1 humano, de ratón y de rata; inmunógeno dirigido a la región N-terminal. Para investigación en visión y biología de la retina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GRK1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	RK; RHOK; GPRK1; GRK1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6011
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 del GRK1 humano (NP_002920.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15835
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo