

Anticuerpo Monoclonal Anti-Grk2 [Validado Ko] Para Wb, If/Icc, Elisa - P25098

Número de artículo: CM0011968



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-GRK2 de conejo validado para knockout, apto para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de desensibilización de GPCR y señalización de beta-arrestina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado KO] GRK2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BARK1, ADRBK1, BETA-ARK1, K2
Especie	Humano
GeneID	156
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 590-689 de GRK2 humana (P25098).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25098
Peso de la proteína	80 kDa
Envío	Bolsa de hielo