

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Grk2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P25098

Número de artículo: CM0022124



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GRK2 humana (quinasa 1 del receptor beta-adrenérgico). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de señalización y desensibilización de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] GRK2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BARK1; ADRBK1; BETA-ARK1; K2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	156
ID del gen	156
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 440-689 de GRK2 humana (NP_001610.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25098
Peso de la proteína	80kDa
Envío	Bolsa de hielo