

Anticuerpo Policlonal Anti-Grk5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P34947

Número de artículo: CM0027242



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GRK5 de alta calidad, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Herramienta esencial para estudiar la función de la quinasa 5 acoplada a receptores de proteína G (GPCR).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra GRK5
Observaciones/Alias	GPRK5; FP2025; GRK5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2869
GeneID	2869
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P34947
Peso de la proteína	68 kDa
Envío	Bolsa de hielo