

Anticuerpo Policlonal Anti-Grk6 Para Wb, Elisa - P43250

Número de artículo: CM0028672



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la GRK6 humana (66 kDa). Adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Se usa en estudios de desensibilización de GPCR. UniProt P43250.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GRK6 Rabbit pAb
Notas/Alias	GPRK6; GRK6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2870
GeneID	2870
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 268-465 de la GRK6 humana (NP_001004106.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43250
Peso de la Proteína	66kDa
Envío	Bolsa de hielo