

Anticuerpo Policlonal Anti-Grm1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13255

Número de artículo: CM0017533



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al receptor de glutamato metabotrópico 1 humano (GRM1), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia sobre plasticidad sináptica y señalización del SNC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GRM1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MGLU1; SCA44; GPRC1A; MGLUR1; SCAR13; PPP1R85; GRM1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2911
ID del Gen	2911
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 920-1140 del GRM1 humano (NP_001264993.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13255
Peso Proteico	132kDa
Envío	Bolsa de hielo