

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Grm4 Para Wb Y Elisa - Q14833

Número de artículo: CM0028801



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a GRM4 humano (mGlu4, GPRC1D, MGLUR4). Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del receptor metabotrópico de glutamato 4.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | GRM4 Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Notas/Alias                   | mGlu4, GPRC1D, MGLUR4, GRM4                                                                                                      |
| Especie                       | Humano                                                                                                                           |
| ID del gen                    | 2914                                                                                                                             |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-290 de GRM4 humano (NP_000832.1) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                                                                                         |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Reactividad cruzada           | Ratón, Rata                                                                                                                      |
| SWISS                         | Q14833                                                                                                                           |
| Peso molecular de la proteína | 102kDa                                                                                                                           |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                   |