

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Grm5 Para Wb, Elisa - P41594

Número de artículo: CM0005792



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-GRM5 altamente específico para WB y ELISA. Reconoce el receptor metabotrópico de glutamato 5 humano, de ratón y de rata, un RCPG clave en la plasticidad sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GRM5 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	mGlu5, GPRC1E, MGLUR5, PPP1R86, GRM5
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2915
ID de Gen	2915
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1100-1200 del GRM5 humano (P41594)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P41594
Peso Proteico	132kDa
Envío	Bolsa de hielo