


Anticuerpo Policlonal Anti-Grm8 Para Wb Y Elisa - 000222

Número de artículo: CM0028162



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al receptor de glutamato metabotrópico 8 (GRM8). Validado para Western blot y ELISA, reacciona con la especie humana, detecta una proteína de ~102 kDa. Ideal para investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GRM8 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GLUR8; mGlu8; GPRC1H; MGLUR8; GRM8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2918
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de GRM8 humano (NP_000836.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O00222
Peso proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo