


Anticuerpo Policlonal Anti-Gro Alfa Para Wb, If/Icc, Elisa - P09341

Número de artículo: CM0030458



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GRO alfa humano (CXCL1), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Para investigación de inflamación y quimiotaxis de neutrófilos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GRO alfa pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FSP; GRO1; GROa; MGSA; NAP-3; SCYB1; MGSA-a; GRO alfa
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2919
GeneID	2919
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-107 del GRO alfa humano (NP_001502.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo