


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Grp94 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P14625

Número de artículo: CM0014292



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Grp94 humano (Endoplasmina), validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige al chaperón de RE de 92 kDa involucrado en el plegamiento de proteínas y la señalización de TLR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Grp94 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ECGP; GP96; TRA1; GRP94; HEL35; HEL-S-125m; Grp94
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7184
ID de Gen	7184
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 40-310 del Grp94 humano (NP_003290.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14625
Peso Proteico	92kDa
Envío	Bolsa de hielo