


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Grp94 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14625

Número de artículo: CM0025199



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra Grp94 (SWISS P14625) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta endoplasmina humana, de ratón y de rata, una chaperona del RE involucrada en el plegamiento de proteínas y la inmunología tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Grp94 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ECGP, GP96, TRA1, GRP94, HEL35, HEL-S-125m, Grp94
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7184
ID del Gen	7184
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 501-750 de la Grp94 humana (NP_003290.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14625
Peso de la Proteína	92kDa
Envío	Bolsa de hielo