


Anticuerpo Policlonal Anti-Grpel1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hav7

Número de artículo: CM0026261



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GRPEL1 humano (homólogo mitocondrial de GrpE), adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación de importación de proteínas mitocondriales y chaperonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GRPEL1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GrpE; HMGE; mt-GrpE#1; GRPEL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	80273
GeneID	80273
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-217 de GRPEL1 humano (NP_079472.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HAV7
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo