

Anticuerpo Policlonal Anti-Grpel2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Taa5

Número de artículo: CM0024948

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GRPEL2 humano (Mt-GrpE#2), validado para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación de translocación de proteínas mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GRPEL2 Rabbit pAb
Notas / Alias	Mt-GrpE#2; GRPEL2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	134266
ID del Gen	134266
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión correspondiente a los aminoácidos 33-225 de GRPEL2 humano, NP_689620.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TAA5
Peso Molecular de la Proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo