


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Grpr Para Wb Y Elisa - P30550

Número de artículo: CM0025318



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GRPR humano, validado para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de GPCR, la sensación de picazón y el control respiratorio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GRPR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BB2; BB2R; BR52; GRPR
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2925
ID de Gen	2925
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 235-384 del GRPR humano (NP_005305.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30550
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo