


Anticuerpo Monoclonal Anti-Grsf1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q12849

Número de artículo: CM0002883



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra GRSF1 validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona con la GRSF1 humana, de ratón y de rata, un regulador mitocondrial de la expresión génica postranscripcional. Ideal para estudios de ensamblaje de ribosomas mitocondriales y unión a ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GRSF1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GRSF1
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	2926
ID del gen	2926
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 50-150 de la GRSF1 humana (Q12849)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12849
Peso proteico	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo