


Anticuerpo Policlonal Anti-Grsf1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12849

Número de artículo: CM0022777



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el factor 1 de secuencia rica en G (GRSF1), validado en WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA.

Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata; es esencial para estudios de biología del ARN mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GRSF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GRSF1
Especie	Humana
GeneID (humano)	2926
GeneID	2926
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de GRSF1 humano (NP_002083.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q12849
Peso molecular de la proteína	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo