

Anticuerpo Monoclonal Anti-Gsc Para Wb, Elisa - P56915

Número de artículo: CM0002014



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-GSC validado para Western blot y ELISA. Dirigido a la proteína homeobox goosecoid (P56915) en humano y ratón, ideal para investigación en biología del desarrollo y organogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo GSC
Observaciones/Alias	SAMS; GSC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	145258
GeneID	145258
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de GSC humano (P56915)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P56915
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo