

Anticuerpo Monoclonal Anti-Gsdma Para Wb, If-P, Elisa - Q96Qa5

Número de artículo: CM0006413

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra GSDMA humano (Gasdermin-A). Validado para WB, IF-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para la investigación de piroptosis y estudios de inmunidad epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GSDMA Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GSDM; FKSG9; GSDM1; GSDMA
Especie	Humano
GenelD (humano)	284110
GenelD	284110
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96QA5
Peso proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo