

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gsdmc Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byg8

Número de artículo: CM0016185

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GSDMC de alta calidad, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con GSDMC humano y de ratón, una proteína de piroptosis formadora de poros de 58 kDa. Adecuado para el estudio de las vías de muerte celular mediadas por gasdermina-C.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GSDMC Rabbit pAb
Observaciones/alias	MLZE; GSDMC
Especie	Humano
GeneID (humano)	56169
GeneID	56169
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de GSDMC humano (NP_113603.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9BYG8
Peso de la proteína	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo