

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gsdmc3 Para Wb, Elisa - Q8Cb12

Número de artículo: CM0023134

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Gsdmc3 de ratón, destinado a aplicaciones de WB y ELISA. La gasdermina C3 es una proteína formadora de poros que desencadena la piroptosis tras la escisión por caspasas, facilitando la permeabilización de membrana y la muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Gsdmc3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	9930109F21Rik; Gsdmc3
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	56169
ID del Gen	270328
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-80 de Gsdmc3 de ratón (NP_899017.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q8CB12
Peso Molecular de la Proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo