


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gsdmd (Longitud Completa + Extremo C) Para Wb, Elisa - P57764

Número de artículo: CM0002808



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a GSDMD humana (fragmento de longitud completa y extremo C). Apto para aplicaciones de Western blot y ELISA, que permite la investigación de piroptosis, inflammasoma y muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GSDMD (Longitud completa + extremo C) mAb de conejo
Observaciones/Alias	DF5L, DFNA5L, FKSG10, GSDMDC1, GSDMD
Especie	Humana
GeneID (Humana)	79792
GeneID	79792
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 346-484 de GSDMD humana (NP_079012.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P57764
Peso de la proteína	53kDa
Envío	Bolsa de hielo