


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gsdmd (Longitud Completa + Extremo C) Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9D8T2

Número de artículo: CM0004086



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-GSDMD (Longitud completa + extremo C) validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA en ratón. Ideal para el estudio de la piroptosis, la señalización del inflamasoma y la formación de poros de gasdermina D.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra GSDMD (Longitud completa + extremo C)
Observaciones/Alias	DF5L; M2-4; Dfna5l; GsdmD-1; Gsdmdc1; 1810036L03Rik
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	79792
ID del gen	69146
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9D8T2
Peso de la proteína	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo