


Anti-Gsdmd (Longitud Completa+N Terminal) Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - P57764

Número de artículo: CM0022815



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GSDMD humano (Longitud completa+N terminal). Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón, rata. El objetivo es una proteína formadora de poros crítica para la piroptosis y la defensa del huésped.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GSDMD (Longitud completa+N terminal) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DF5L; DFNA5L; FKSG10; GSDMDC1; GSDMD (Longitud Completa+N terminal)
Especie	Humano
GeneID (humano)	79792
GeneID	79792
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P57764
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo