


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gsdmd (Longitud Completa+N Terminal) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9D8T2

Número de artículo: CM0015118



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GSDMD de longitud completa y N-terminal (Q9D8T2). Validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para investigación en piroptosis e inflammasoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GSDMD (Longitud completa+N terminal) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DF5L; M2-4; Dfna5l; GsdmD-1; Gsdmdc1; 1810036L03Rik; GSDMD (Longitud Completa+N terminal)
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	79792
ID de Gen	69146
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9D8T2
Peso Molecular de la Proteína	53kDa
Envío	Bolsa de hielo