


Anticuerpo Policlonal Anti-Gsdmd Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P57764

Número de artículo: CM0024620



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GSDMD humano (Gasdermina-D), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón, rata. Para investigación en piroptosis, inflammasoma e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo Anti-GSDMD
Observaciones/Alias	DF5L; DFNA5L; FKSG10; GSDMDC1; GSDMD
Especie	Humano
GeneID	79792
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 346-484 de GSDMD humano (NP_079012.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P57764
Peso Molecular de la Proteína	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo