

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gsdme (Longitud Completa + Extremo N) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60443

Número de artículo: CM0026422



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra las regiones de longitud completa y el extremo N de la GSDME humana (DFNA5/ICERE-1). Apto para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de piroptosis y muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra GSDME (Longitud completa + extremo N)
Observaciones/Alias	DFNA5; ICERE-1; GSDME
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1687
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-270 de la GSDME humana (NP_004394.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60443
Peso molecular de la proteína	11 kDa/35 kDa/55 kDa
Envío	Bolsa de hielo