

Anticuerpo Monoclonal Anti-Gsk-3A/B Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P49840/P49841

Número de artículo: CM0006581



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra GSK-3 α y GSK-3 β humanas. Validado en WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación sobre diabetes, Alzheimer y la vía de señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GSK-3 α / β Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GSK3B; gsk-3 β ; GSK-3 α / β
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2931/2932
GeneID	2931/2932
Inmunógeno	Proteína recombinante de GSK-3 α / β humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49840/P49841
Peso proteico	46kDa/48kDa
Envío	Bolsa de hielo