


## Anticuerpo Monoclonal Anti-Gsk-3A/B Para Wb, Ip, Elisa - P49840 / P49841

Número de artículo: CM0004001



### Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-GSK-3α/β validado para WB, IP y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización Wnt, la homeostasis de la glucosa y las vías de la enfermedad de Alzheimer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                    |
|---------------------|--------------------------|
| Nombre del Producto | GSK-3α/β Rabbit mAb      |
| Observaciones/Alias | GSK3B; gsk-3β; GSK-3α/β  |
| Especie             | Humano                   |
| GenelD (Humano)     | 2931/2932                |
| GenelD              | 2931/2932                |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante    |
| Fuente              | Conejo                   |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales |
| Aplicación          | WB, IP, ELISA            |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata      |
| SWISS               | P49840/P49841            |
| Peso Proteico       | 46kDa/48kDa              |
| Envío               | Bolsa de hielo           |