

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gsk-3A/B Para Ihc-P, Elisa - P49840 / P49841

Número de artículo: CM0021056



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GSK-3 $\alpha$ / $\beta$  humana y de ratón (P49840/P49841) para aplicaciones IHC-P, ELISA. Útil para estudios sobre la señalización Wnt, el metabolismo del glucógeno, la enfermedad de Alzheimer y la autofagia.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | GSK-3 $\alpha$ / $\beta$ Rabbit pAb             |
| Observaciones/Alias | GSK3B; gsk-3 $\beta$ ; GSK-3 $\alpha$ / $\beta$ |
| Especie             | Humano                                          |
| ID de Gen (Humano)  | 2931/2932                                       |
| ID de Gen           | 2931/2932                                       |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante                           |
| Fuente              | Conejo                                          |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                        |
| Aplicación          | IHC-P, ELISA                                    |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                   |
| SWISS               | P49840/P49841                                   |
| Peso Proteico       | 46kDa/48kDa                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                                  |