


Anticuerpo Policlonal Anti-Gsk3A Para Wb - P49840

Número de artículo: CM0018784



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GSK3 α humana, validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la señalización Wnt, la resistencia a la insulina y la enfermedad de Alzheimer. ~51 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] GSK3 α pAb de conejo
Observaciones/Alias	GSK3A; glucógeno sintasa cinasa-3 alfa; 3 α
Especie	Humano
ID del gen (humano)	2931
ID del gen	2931
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-483 de GSK3 α humana (NP_063937.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P49840
Peso de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo