

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gsk3A [Validado Por Ko] Para Wb, Ip, Elisa - P49840

Número de artículo: CM0002880



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-GSK3 α validado por KO para Western blot, IP y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Para investigación de señalización Wnt, metabolismo de la glucosa y Alzheimer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] GSK3 α mAb de Conejo
Observaciones/Alias	GSK3 alfa; GSK3A; 3 α
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2931
ID de Gen	2931
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de GSK3 α humana (P49840).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49840
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo