

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gsk3A Para Wb, If/Icc, Elisa - P49840

Número de artículo: CM0016667



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GSK3 α , validado en WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón. Ideal para estudiar la señalización Wnt, el metabolismo del glucógeno y la enfermedad de Alzheimer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GSK3 α Conejo pAb
Observaciones/Alias	GSK3 alfa; GSK3A; GSK3 α
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2931
ID del Gen	2931
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 409-483 de GSK3 α humana (NP_063937.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P49840
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo