


Anticuerpo Monoclonal Anti-Gsk3B Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P49841

Número de artículo: CM0005589



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra GSK3 β humano para citometría de flujo intracelular. Se dirige a la glucógeno sintasa quinasa-3 beta; no se proporcionan datos de reactividad cruzada. Para uso en investigación en señalización Wnt, metabolismo y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-GSK3 β humano
Observaciones/Alias	GSK3B; glucógeno sintasa quinasa-3 beta; GSK3 β
Especie	Humano
GeneID (humano)	2932
GeneID	2932
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 321-420 de GSK3 β humano (NP_001139628.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P49841
Peso molecular de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo