


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gsk3B Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P49841

Número de artículo: CM0028930



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo GSK3 β de alta calidad validado para aplicaciones de WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con GSK3 β (47 kDa) de humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre señalización Wnt, resistencia a la insulina y enfermedad de Alzheimer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GSK3 β Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GSK3B; gsk-3 β ; GSK3 β
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2932
Inmunógeno	Péptido sintético (aa 320-420 de GSK3 β humano, NP_001139628.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49841
Peso molecular de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo