


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gspt1 Para Wb, Elisa - P15170

Número de artículo: CM0019817



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GSPT1 (ERF3A) humano para WB y ELISA. Detecta GSPT1 de humano, ratón y rata. Es relevante para estudios de terminación de la traducción y degradación mediada por codones sin sentido.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GSPT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GST1; ETF3A; eRF3a; 551G9.2; GSPT1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2935
ID del gen	2935
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 138-420 de GSPT1 humano (NP_001123478.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15170
Peso molecular de la proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo