

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gsr Para Wb, Elisa - P00390

Número de artículo: CM0008205



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-GSR de alto rendimiento validado para WB y ELISA. Reacciona con GSR de humano, ratón y rata. Ideal para estudiar el metabolismo del glutatión, el estrés oxidativo y la investigación en biología redox.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GSR Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GR; GSRD; HEL-75; HEL-S-122m; GSR
Especie	Humano
ID de Gen	2936
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 423-522 del GSR humano (P00390).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00390
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo