

Anticuerpo Policlonal Anti-Gsta1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P08263

Número de artículo: CM0018868



Introducción

Anticuerpo policlonal de alta afinidad contra GSTA1 humana, validado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre detoxificación y estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GSTA1 Rabbit pAb
Observaciones/alias	GST2, GTH1, GSTA1-1, GST-epsilon, GSTA1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	2938
ID del gen	2938
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-222 de GSTA1 humana (NP_665683.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P08263
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo